

Anticorpo Policlonale Anti-Mip Per Wb, Ihc-P, Elisa - P30301

Numero articolo: CM0029022

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce MIP umano (Aquaporin-0). Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'omeostasi idrica del cristallino e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MIP Rabbit pAb
Note/Alias	AQP0; LIM1; MP26; MIP26; CTRCT15; MIP
Specie	Umano
GenelD (Umano)	4284
GenelD	4284
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di MIP umano (NP_036196.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P30301
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio