

Anticorpo Monoclonale Anti-Mipep Per Wb, Wb, If/Icc, Elisa - Q99797

Numero articolo: CM0006547

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio MIPeP validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Bersaglia la peptidasi intermedia mitocondriale, ideale per lo studio della lavorazione delle proteine mitocondriali e delle malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MIPeP Coniglio mAb
Note/Alias	MIP; HMIP; COCOXPD31; MIPeP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4285
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 511-713 di MIPeP umano (NP_005923.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q99797
Peso Proteico	81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio