

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mipep Per Wb, Elisa - Q99797

Numero articolo: CM0013367

introduzione

pAb coniglio anti-MIPEP validato per WB e ELISA, cross-reattivo con umano, topo e ratto.

Bersaglia la peptidasi intermedia mitocondriale (81 kDa), adatta per la ricerca sulla lavorazione delle proteine mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb coniglio MIPEP
Osservazioni/Alias	MIP; HMIP; COXPD31; MIPEP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4285
GeneID	4285
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 511-713 di MIPEP umano (NP_005923.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99797
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio