

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mitd1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wv92

Numero articolo: CM0023949



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MITD1 umano, validato per WB, IHC-P e ELISA. Rileva una proteina di 29 kDa coinvolta nella citochinesi e nell'abscissione. Adatto per campioni umani, di topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MITD1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MITD1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	129531
ID gene	129531
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8WV92
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio