


Anticorpo Monoclonale Anti-Mitf Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075030

Numero articolo: CM0007243



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato al MITF umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Il MITF è un fattore di trascrizione master che regola la sopravvivenza dei melanociti, la differenziazione e l'espressione genica della pigmentazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MITF Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32
Specie	Umano
GeneID (umano)	4286
GeneID	4286
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 402-526 del MITF umano (NP_001341533.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	075030
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio