


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mitf Per Wb, If/Icc, Elisa - 075030

Numero articolo: CM0007572



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che targeting l'MITF umano (O75030), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con l'MITF umano e di ratto. Adatto per la differenziazione dei melanociti, la regolazione dei geni della pigmentazione e la ricerca sui fattori di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MITF Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32; MITF
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4286
ID Gene	4286
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 402-526 dell'MITF umano (NP_001341533.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	O75030
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio