


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mitf Per Wb Ed Elisa - 075030

Numero articolo: CM0013778



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MITF umano (fattore di trascrizione associato alla microftalmia). Convalidato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con uomo e topo. MITF è un regolatore chiave della sopravvivenza dei melanociti, della differenziazione e della biogenesi dei melanosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MITF Rabbit pAb
Note/Alias	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32; MITF
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	4286
ID Gene	4286
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di MITF umano (NP_937801.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	075030
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio