

Anticorpo Policlonale Anti-Mitofusin-1/Mfn1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iwa4

Numero articolo: CM0025574



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Mitofusin-1 umana (MFN1), una GTPasi della membrana mitocondriale esterna essenziale per la fusione mitocondriale. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla dinamica mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Mitofusin-1/MFN1 Rabbit pAb
Note/Alias	hfzo1; hfzo2; Mitofusin-1/MFN1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55669
Gene ID	55669
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 622-741 della Mitofusin-1/MFN1 umana (NP_284941.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IWA4
Peso proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio