

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mitofusin-1/Mfn1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iwa4

Numero articolo: CM0004395



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro Mitofusin-1 umana (MFN1), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva una proteina di 84 kDa, adatto per lo studio della dinamica e della fusione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Mitofusin-1/MFN1 Coniglio mAb
Note/Alias	hfzo1; hfzo2; Mitofusin-1/MFN1
Specie	Umano
GeneID (umano)	55669
GeneID	55669
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 642-741 della Mitofusin-1/MFN1 umana (NP_284941.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8IWA4
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio