

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mki67 Per If-P, Ihc-P, Elisa - E9Pvx6

Numero articolo: CM0031077

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Ki-67 di topo (mouse) (Mki67), validato per IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con ratto. Ideale per la ricerca sulla proliferazione cellulare e l'oncologia nelle applicazioni IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Mki67 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Specie	Topo (Mouse)
GenelD (Umano)	4288
GenelD	17345
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1816-2163 del Mki67 di topo (NP_001074586.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Topo (Mouse), Ratto
SWISS	E9PVX6
Peso proteico	350kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio