

Anticorpo Policlonale Anti-Mkks Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q9Npj1

Numero articolo: CM0021403

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MKKS umano (BBS6) per Western blot ed ELISA. Riconosce una chaperone molecolare di 62 kDa coinvolta nell'assemblaggio del BBSome e nella ciliogenesi. Validato su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	MKKS Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	KMS; MKS; BBS6; HMCS; MKKS
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8195
Gene ID	8195
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 221-570 di MKKS umano (NP_740754.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9NPJ1
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio