


Anticorpo Policlonale Anti-Mkl1 Per Wb, Elisa - Q969V6

Numero articolo: CM0018318



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato contro MKL1 umano (MRTF-A, MAL). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata contro topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione genica del citoscheletro, della migrazione cellulare e della trascrizione mediata da SRF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MKL1 Rabbit pAb
Note/Alias	MAL; MKL; BSAC; MKL1; MRTF-A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	57591
Gene ID	57591
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di MKL1 umano (NP_065882.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q969V6
Peso Proteico	99kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio