


Anticorpo Policlonale Anti-Mkl1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969V6

Numero articolo: CM0028678



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce MKL1 umano (MRTF-A/MAL/BSAC) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva MKL1 di origine umana, murina e ratto. Ideale per ricerche sulla regolazione genica citoscheletrica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MKL1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MAL; MKL; BSAC; MKL1; MRTF-A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	57591
GeneID	57591
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di MKL1 umano (NP_065882.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q969V6
Peso proteico	99kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio