

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mkl2 (Mrtfb) Per Wb & Elisa - Q9Ulh7

Numero articolo: CM0016867

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio prodotto contro MKL2 (MRTFB) umano ricombinante. Validato per Western blot (118 kDa) e ELISA, con reattività crociata verso uomo e topo. Utile per la ricerca sulla coattivazione di SRF e lo sviluppo muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MKL2 Rabbit pAb
Note/Alias	MKL2; MRTF-B; NPD001
Specie	Uomo
GeneID (umano)	57496
GeneID	57496
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-300 della proteina MKL2 umana (NP_054767.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9ULH7
Peso proteico	118kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio