

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mkln1 Per Wb Ed Elisa - Q9UI63

Numero articolo: CM0018438



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MKLN1 umano (Muskelin, TWA2), adatto per WB ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Ideale per lo studio del complesso CTLH, della diffusione cellulare e della segnalazione THBS1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-MKLN1
Note/Alias	TWA2; MKLN1
Specie	Umano
ID genico (umano)	4289
ID genico	4289
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 436-735 di MKLN1 umano (NP_037387.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9UL63
Peso della proteina	85 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante