

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mkp1 Per Wb, Elisa - P28563

Numero articolo: CM0021745

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MKP1 (DUSP1) di topo, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. MKP1 è una fosfatasi duale nucleare che defosforila ERK2, regolando il ciclo cellulare meiotico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MKP1 Rabbit pAb
Note/Alias	erp, MKP1, mkp-1, 3CH134, Ptpn16
Specie	Topo
GeneID	19252
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-172 di MKP1 di topo (NP_038670.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28563
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio