

## Anticorpo Policlonale Anti-Mkrn3 Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q13064

Numero articolo: CM0023240

### introduzione

MKRN3 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale derivato da coniglio, che riconosce la ligasi E3 ubiquitina umana MKRN3. Validato per Western blot ed ELISA, presenta reattività crociata con umano e topo. Per la ricerca sul tempismo della pubertà e sulle vie di ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | MKRN3 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Osservazioni/Alias  | CPPB2; D1559; RNF63; ZFP127; ZNF127; MKRN3                                                                                   |
| Specie              | Umano                                                                                                                        |
| GeneID (Umano)      | 7681                                                                                                                         |
| GeneID              | 7681                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di MKRN3 umano (NP_005655.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività Crociata | Umano, Topo                                                                                                                  |
| SWISS               | Q13064                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 56kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Sacchetto refrigerante                                                                                                       |