

Anticorpo Policlonale Anti-Mks1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nxb0

Numero articolo: CM0030509

introduzione

Anticorpo Policlonale di coniglio anti-MKS1 convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con Uomo, Topo, Ratto. Proteina di 65 kDa. Ideale per studi sulle ciglia e le ciliopatie. – Q9NXB0

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MKS1 Rabbit pAb
Note/Alias	MES; MKS; BBS13; POC12; JBTS28; MKS1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	54903
GeneID	54903
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-300 della MKS1 umana (NP_060247.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NXB0
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio