

Anticorpo Monoclonale Anti-MLD Per Wb, Elisa - 015121

Numero articolo: CM0003347

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega alla sfingolipide delta(4)-desaturasi DES1 umana (MLD/DEGS1) per WB ed ELISA. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico e sulla leucodistrofia. Validato su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MLD Rabbit mAb
Note/Alias	MLD; DEGS; DES1; Des-1; FADS7; HLD18; MIG15; DEGS-1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8560
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-100 di MLD umana (NP_003667.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	015121
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio