


## Anticorpo Policlonale Anti-MLF1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P58340

Numero articolo: CM0028752



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-MLF1 per WB, IF/ICC, ELISA, che riconosce MLF1 umano e murino. MLF1 regola l'impegno della linea ematopoietica, il ciclo cellulare e la differenziazione. Adatto per studi sulla leucemia e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | MLF1 Coniglio pAb                                                                                                          |
| Osservazioni/Alias    | MLF1                                                                                                                       |
| Specie                | Umano                                                                                                                      |
| GeneID (Umano)        | 4291                                                                                                                       |
| GeneID                | 4291                                                                                                                       |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-268 di MLF1 umano (NP_071888.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                   |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                      |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Reattività incrociata | Umano, Mouse                                                                                                               |
| SWISS                 | P58340                                                                                                                     |
| Peso proteico         | 31kDa                                                                                                                      |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                         |