


Anticorpo Policlonale Anti-MLF1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P58340

Numero articolo: CM0013101



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MLF1 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce a croce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul fattore 1 della leucemia mieloide nella differenziazione ematopoietica, la regolazione del ciclo cellulare e la funzione dei fattori di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	MLF1 Rabbit pAb
Note/Alias	MLF1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4291
GeneID	4291
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-268 di MLF1 umano (NP_071888.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P58340
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio