

Anticorpo Policlonale Anti-MLF2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15773

Numero articolo: CM0016335

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MLF2 umano, validato per WB, IHC-P e ELISA. Rileva MLF2 di origine umana, topo e ratto. Adatto per ricerche sulla leucemia e la biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MLF2 Rabbit pAb
Note/Alias	NTN4; MLF2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8079
GeneID	8079
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-65 di MLF2 umano (NP_005430.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15773
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio