


Anticorpo Monoclonale Anti-Mlh1 (Convalidato Ko) Per Wb, Elisa - P40692

Numero articolo: CM0007159



introduzione

Anticorpo monoclonale murino convalidato KO contro la proteina umana per la riparazione dei mismatch del DNA Mlh1 (MLH1), adatto per Western blot e ELISA. Bersaglia una componente chiave del sistema MMR implicata nella ricerca sul cancro del colon-retto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MLH1 Mouse mAb [convalidato KO]
Note/Alias	FCC2; COCA2; HNPCC; MLH-1; hMLH1; HNPCC2; LYNCH2; MMRC51; H1
Specie	Topo
GeneID	4292
Immunogeno	Proteina ricombinante di MLH1 umano
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P40692
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio