

Anticorpo Monoclonale Anti-MLh3 Per Wb, Elisa - Q9Uhc1

Numero articolo: CM0004492

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che mira a MLH3 umano (proteina MLH3 per la riparazione del DNA mismatch). Validato per WB e ELISA, con reazione crociata verso l'uomo e il topo. Ideale per la ricerca sulla riparazione del DNA e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MLH3 Rabbit mAb
Note/Alias	HNPCC7
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	27030
GeneID	27030
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1190-1389 di MLH3 umano (NP_001035197.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9UHC1
Peso proteico	164kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio