

Anticorpo Monoclonale Anti-MLKL Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nb16

Numero articolo: CM0010885



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo contro MLKL umano, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva MLKL umano e di topo, un mediatore di necroptosi di 54 kDa. Ideale per la ricerca sulla morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] mAb MLKL Topo
Note/Alias	hMLKL
Specie	Umano
GeneID (umano)	197259
GeneID	197259
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetizzato derivato da MLKL umano.
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q8NB16
Peso Proteico	54 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio