

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-MLKL Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nb16

Numero articolo: CM0011895



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MLKL umano (hMLKL) per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con il topo. Ideale per la ricerca sulla necroptosi e sulla morte cellulare programmata. Peso della proteina: 54 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-MLKL
Note/Alias	hMLKL
Specie	Umano
GeneID (umano)	197259
GeneID	197259
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 369-471 di MLKL umano (NP_689862.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q8NB16
Peso della proteina	54 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante