


Anticorpo Policlonale Anti-MLKL Da Coniglio Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9D2Y4

Numero articolo: CM0026889



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio che bersaglia la MLKL (proteina simile a dominio chinasi a linea mista) di topo, validato per applicazioni WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con la MLKL umana. Ideale per studi sulla necroptosi e sulla morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MLKL Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	9130019I15Rik; MLKL
Specie	Topo
ID Gene (Uomo)	197259
ID Gene	74568
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-53 della MLKL di topo (Q9D2Y4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9D2Y4
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio