

Anticorpo Policlonale Anti-MLkl Coniglio - Q8Nb16

Numero articolo: CM0023728



introduzione

L'anticorpo MLKL Rabbit pAb è un anticorpo policlonale che riconosce l'MLKL umano (~54 kDa). È applicabile per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA, con cross-reattività per topo e ratto. Ideale per studi sulla necroptosi e sulla morte cellulare programmata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MLKL Rabbit pAb
Note/Alias	hMLKL; MLKL
Specie	Umano
ID Gene	197259
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 369-471 dell'MLKL umano (NP_689862.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Cross-Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NB16
Peso Proteico	54 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio