


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-MLL5/Kmt2E Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Izd2

Numero articolo: CM0028702



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro MLL5 (KMT2E) umano. Validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con MLL5 umano, murino e ratto. Adatto per studi su ematopoiesi, ciclo cellulare e regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MLL5 Rabbit pAb
Note/Alias	MLL5; NKp44L; ODLURO; SETD5B; HDCMC04P
Specie	Umano
GeneID	55904
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-500 di MLL5 umano (NP_061152.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8IZD2
Peso proteico	205kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio