

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-MLLT3/AF9 Per Wb, Elisa - P42568

Numero articolo: CM0005596



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-MLLT3/AF9 di alta qualità validato per WB e ELISA. Specifico per MLLT3/AF9 umano, un lettore di cromatina nel complesso di super elongazione essenziale per la regolazione della trascrizione e il mantenimento delle cellule staminali ematopoietiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MLLT3/AF9 Rabbit mAb
Note/Alias	AF9; YEATS3; MLLT3/AF9
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4300
GeneID	4300
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di MLLT3/AF9 umano (NP_004520.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P42568
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio