

Anti-MLLT3/AF9 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb E Elisa - P42568

Numero articolo: CM0025649



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio MLLT3/AF9 rileva la proteina AF-9, un lettore di cromatina nel complesso di super allungamento. Adatto per WB e ELISA su campioni umani, supportando la ricerca sull'epigenetica e la leucemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MLLT3/AF9 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	AF9; YEATS3; MLLT3/AF9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4300
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di MLLT3/AF9 umano (NP_004520.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P42568
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio