


Anticorpo Policlonale Anti-MLN Per Wb, Ihc-P, Elisa - P12872

Numero articolo: CM0030170



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-MLN prodotto in coniglio, validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce la promotilina umana e murina, un ormone secreto che regola la motilità gastrointestinale. Ideale per la ricerca gastrointestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MLN Rabbit pAb
Note/Alias	MLN; motilina
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4295
GeneID	4295
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-115 della MLN umana (NP_002409.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P12872
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio