

## Anticorpo Policlonale Anti-MLph Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bv36

Numero articolo: CM0025300

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MLPH umano (Melanophilin), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Utile per studi sul trasporto dei melanosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                   |
|-----------------------|--------------------------|
| Nome Prodotto         | MLPH Rabbit pAb          |
| Note/Alias            | SLAC2-A; MLPH            |
| Specie                | Umano                    |
| ID Gene (Umano)       | 79083                    |
| ID Gene               | 79083                    |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante    |
| Origine               | Coniglio                 |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali    |
| Applicazione          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto       |
| SWISS                 | Q9BV36                   |
| Peso Proteico         | 66kDa                    |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio        |