


## Anticorpo Policlonale Anti-MLst8 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bvc4

Numero articolo: CM0014603



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting MLST8 (GbetaL/mLST8), una subunità di mTORC1 e mTORC2; validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei nutrienti e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | MLST8 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Annotazioni/Alias     | GBL; LST8; POP3; WAT1; GbetaL; MLST8                                                                                               |
| Specie                | Umana                                                                                                                              |
| ID gene               | 64223                                                                                                                              |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-326 della MLST8 umana (NP_001186103.1). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                              |
| Applicazione          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reattività incrociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                  |
| SWISS                 | Q9BVC4                                                                                                                             |
| Peso proteico         | 36kDa                                                                                                                              |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                              |