


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-MLST8 Per Wb Ed Elisa - Q9Bvc4

Numero articolo: CM0016819



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato mediante KD diretto contro MLST8 (GbetaL, mLST8), adatto per Western blot ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Riconosce la subunità MLST8 del complesso mTOR, essenziale per la crescita cellulare e la segnalazione della sopravvivenza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato mediante KD] MLST8 Rabbit pAb
Note/Alias	GBL; LST8; POP3; WAT1; GbetaL; [Validato mediante KD] MLST8
Specie	Uomo
GeneID (umano)	64223
GeneID	64223
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-326 di MLST8 umano (NP_001186103.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9BVC4
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante