


Anticorpo Policlonale Anti-Mlycd Per Wb, Elisa - 095822

Numero articolo: CM0021201



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MLYCD umana (Malonil-CoA decarbossilasi), validato per WB e ELISA con reattività crociata per topo e ratto. Ideale per ricerche sul metabolismo degli acidi grassi e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MLYCD Rabbit pAb
Note / Alias	MCD; MLYCD
Specie	Umana
GeneID (Umana)	23417
GeneID	23417
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-190 di MLYCD umana (NP_036345.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	095822
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio