


Anticorpo Policlonale Anti-Mmachc Da Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Y4U1

Numero articolo: CM0017560



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio anti-MMACHU umano (cblC), validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per studi sul metabolismo della cobalamina e sulla via di metilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MMACHC Rabbit pAb
Note/Alias	cblC; MMACHC
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	25974
GeneID	25974
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 63-282 di MMACHC umano (NP_056321.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4U1
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio