


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Mmp1 Per Wb, Elisa - P03956

Numero articolo: CM0006753



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio ricombinante diretto contro MMP1 umano (collagenasi), adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Reagente chiave per la ricerca sulla degradazione della matrice extracellulare e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-MMP1
Note/Alias	CLG; CLGN; MMP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4312
GeneID	4312
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 93-210 di MMP1 umano (NP_002412.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P03956
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio