


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mmp1 Per Wb, Elisa - P03956

Numero articolo: CM0018522



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MMP1 umano (collagenasi interstiziale). Validato per WB e ELISA; l'immunogene copre gli aa 20-280. Ideale per la ricerca sulla degradazione del collagene e sulla matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MMP1 Rabbit pAb
Note/Alias	CLG; CLGN; MMP1
Specie	Umana
GeneID (umano)	4312
GeneID	4312
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-280 di MMP1 umano (NP_002412.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P03956
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio