


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mmp10 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09238

Numero articolo: CM0026594



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro MMP10 umano (Stromelysin-2, SL-2, STMY2). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MMP10 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	SL-2; STMY2; MMP10
Specie	Umano
GeneID (umano)	4319
GeneID	4319
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 237-476 del MMP10 umano (NP_002416.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P09238
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio