

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mmp11 Per Wb, Elisa - P24347

Numero articolo: CM0028467

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro MMP11 umano (stromelisina-3, metalloproteinasi della matrice-11) per Western blot e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mira agli amminoacidi 239-488. Implicato nella progressione della malignità epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MMP11 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ST3; SL-3; STMY3; MMP11
Specie	Umano
GeneID (umano)	4320
GeneID	4320
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 239-488 di MMP11 umano (NP_005931.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24347
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio