


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mmp12 Per Wb, If/Icc, Elisa - P39900

Numero articolo: CM0023831



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio MMP12 validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Bersaglia la metalloelastasi dei macrofagi, coinvolta nel rimodellamento tissutale e nell'elastolisi. Ideale per studi sull'infiammazione e sulla MEC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio MMP12
Note/Alias	ME; HME; MME; MMP-12; MMP12
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4321
ID Gene	4321
Immunogeno	Peptide sintetico (amminoacidi 200-300 di MMP12 umano, NP_002417.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P39900
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio