


Anticorpo Monoclonale Anti-Mmp13 Per Wb, Elisa - P45452

Numero articolo: CM0008001



introduzione

Anticorpo monoclonale MMP13 di coniglio validato per WB, ELISA. Riconosce MMP13 umano (collagenasi 3), SWISS P45452, con cross-reattività verso il topo. Adatto per studi sulla degradazione della matrice extracellulare e sullo sviluppo osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb MMP13 Coniglio
Note/Alias	CLG3; MDST; MANDP1; MMP-13
Specie	Umano
GeneID (umano)	4322
GeneID	4322
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 104-272 di MMP13 umano (NP_002418.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Topo
SWISS	P45452
Peso Proteico	54 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio