


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mmp13 Per Wb, If/Icc, Elisa - P45452

Numero articolo: CM0002750



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per MMP13 umana (collagenasi 3). Validato per WB, IF/ICC e ELISA. Adatto per studi sulla degradazione della matrice extracellulare, lo sviluppo osseo e l'invasione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MMP13 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	CLG3; MDST; MANDP1; MMP-13; MMP13
Specie	Umana
GeneID	4322
Immunogeno	Peptide sintetico (Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 della MMP13 umana (P45452))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P45452
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio