


Anticorpo Policlonale Anti-Mmp14 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P50281

Numero articolo: CM0025669



introduzione

Anticorpo policlonale anti-MMP14 di coniglio convalidato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA in uomo e topo. Rileva una metalloproteinasi di matrice di tipo membranale da 66 kDa coinvolta nel rimodellamento della matrice extracellulare e nella migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MMP14 Rabbit pAb
Note/Alias	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4323
GeneID	4323
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 21-538 della MMP14 umana (NP_004986.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P50281
Peso proteico	66 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio