


Anticorpo Monoclonale Anti-Mmp14/Mt1-Mmp Per Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P50281

Numero articolo: CM0003304



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per MMP14/MT1-MMP umano, validato per WB, IHC-P, FC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-MMP14/MT1-MMP
Note/Alias	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4323
ID Gene	4323
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di MMP14 umano (P50281)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P50281
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio