


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mmp14/Mt1-Mmp Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50281

Numero articolo: CM0030110



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting MMP14/MT1-MMP, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con MMP14 umana, murina e ratto, adatto per studiare la collagenolisi, la migrazione cellulare e le vie di segnalazione Notch.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MMP14/MT1-MMP Rabbit pAb
Note/Alias	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4323
GeneID	4323
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P50281
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio