


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mmp16 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51512

Numero articolo: CM0016509



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro MMP16 umano (MT3-MMP), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Presenta reattività crociata con il topo. Il bersaglio è una metalloproteinasi della matrice di tipo membranario coinvolta nella degradazione della matrice extracellulare e nel rimodellamento vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MMP16 Rabbit pAb
Note/alias	MMP-X2; C8orf57; MT-MMP2; MT-MMP3; MT3-MMP; MMP16
Specie	Umano
GeneID (umano)	4325
GeneID	4325
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 290-565 di MMP16 umano (NP_005932.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P51512
Peso della proteina	70 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante