


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mmp2 Per Wb E Elisa - P08253

Numero articolo: CM0006484



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MMP2 umana (collagenasi di tipo IV 72 kDa, gelatinasi A, CLG4), validato per WB e ELISA. Rileva MMP2 umana, di topo e ratto. Per uso nella ricerca su angiogenesi, invasione tumorale e rimodellamento della matrice.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MMP2 Rabbit mAb
Note/Alias	CLG4; MMP2
Specie	Umana
ID gene	4313
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 451-660 della MMP2 umana (NP_004521.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P08253
Peso proteico	74 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio