


Anti-Mmp2 Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, Elisa - P08253

Numero articolo: CM0002812



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-MMP2 validato per Western blot e ELISA, che reagisce con MMP-2 umana, murina e ratto, una metalloproteasi secretoria coinvolta nell'angiogenesi e nell'invasione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MMP2 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4313
GeneID	4313
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 500-600 della MMP2 umana (P08253).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P08253
Peso Proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio